

Produit distribué par :



Photo non contractuelle

**FICHE DESCRIPTIVE  
TECHNIQUE ET COMMERCIALE**

Désignation commerciale	Rouleaux draps OUATE blanche pure cell. gaufré collé pour tables d'examen - Laize 50 cm - 211 formats Marquage : carton neutre + étiquette
-------------------------	---

Destination :	Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier - gynécologie - pédiatrie Peut se positionner sur notre dérouleur LJ.40
Texte orienté consommateurs	Produit de confort réalisé dans une ouate pure cellulose double épaisseur (2 plis). Assemblage des plis par procédé de gaufrage collage dit ' <i>point à point</i> ' : confort volume et résistance. Maxi autonomie : plus de 80 m de produit utilisable, prédécoupé en 211 formats Emballage de chaque rouleaux soigné sous film individuel Suremballage carton pratique de 6 rouleaux

Références :	interne Global Hygiène Code douanier EAN13	<b>J282Pmr</b> 48189010 3700178241867
--------------	--	---

Dimensions :	Laize Longueur / Nombre de formats Poids du rouleau Diamètre intérieur mandrin Diamètre extérieur rouleau	49,8 cm (+/-1%) 211 fmts (+/-3%) de 38 cm (+/-2%) 1 Kg 368 (+/-5%) 39 mm lisse 14,2 cm
--------------	---	--

Matière première :	Qualité ouate Blancheur Traitement Aspect Nombre de plis Assemblage Grammage Résistance sans marche Résistance sans travers Allongement Taux de cendre	ouate 100% pure pâte de cellulose vierge supérieure à 82 % Résistance humide "WS" Gaufré 2 épaisseurs par procédé de gaufrage collage pointe à pointe 2 x 16,5 gr/m <sup>2</sup> matière soit 33 gr/m <sup>2</sup> (+/-5%) Non mesuré Non mesuré Non mesuré Non mesuré
--------------------	--	--

Conditionnement :	Unité de Facturation (UF) Colis de Poids net du colis Poids brut du colis Dimensions colis Volume colis Type palette Nombre d'UF /palette Nombre de colis /palette Plan de palettisation Dimensions palette hors tout	Carton de 6 rouleaux 6 Rouleaux 8 kg 208 (+/-5%) 8 kg 750 (+/-5%) Larg.425 mm x Prof.320 mm x Haut.505 mm 0,067 m <sup>3</sup> 80 x 120 cm 24 cartons 24 cartons 4 rangs de 6 colis long. 120 cm x larg. 80 cm x haut. 217 cm
-------------------	---	---

Nota Bene :	Version 20191112 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini dans les tolérances définies par la Norme AFNOR
-------------	--