

Réf : J341PMR



Rouleaux de draps gaufrés collés pour table d'examen

Destination : Produit de confort réalisé dans une ouate double plis assemblée par procédé de gaufrage collage. Très résistant du fait de la méthode d'assemblage des plis. Le gaufrage confère à ce produit un confort d'utilisation optimum. Modèle au standard du marché actuel dans cette catégorie avec ses 135 formats prédécoupés. Pour tables de consultations médicales en cabinet ou milieu hospitalier – gynécologique, pédiatrie. Emballé sous film individuel qui garantit l'hygiène parfaite.



Caractéristiques du produit

Dimensions :	Laize	70 cm		
	Prédécoupe	35 cm		
	Longueurs	Formats	47,25 m	135
	Diamètre intérieur mandrin	39 mm		
	Diamètre extérieur	12,5 cm		
Matière première :	Qualité ouate	Pure ouate de cellulose		
	Couleur	Blanc		
	Blancheur	Supérieur à 82%		
	Traitement	Oui		
	Aspect	Gaufré collé		
	Nombre de plis	2		
	Grammage par plis	16.5 / 17 gr/m ²		
	Matière	W218GPTBL		

Conditionnement :	Unités de vente	Carton
	Colis de	9 rouleaux
	Poids net du colis	9 Kg 82
	Dimensions colis (mm)	Larg. 400 x Prof. 400 x Haut. 720
	Volume colis	0.11 m ³
	Type de palette	80 x 120 cm Europe
	Nombre de colis / palette	18 cartons
	Plan de palettisation	3 rangs de 6 colis
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 93 cm x haut. 231 cm
	Origine	France

EAN	3700178241478
Code douanier	48189010

Version 20201013 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.