

Réf : J239LMR



Rouleaux de draps GRANDE LAIZE pour table d'examen

Destination : Adaptation du drap d'examen standard sur formats extra large avec sa laize de 70 cm. Utilisation sur tables de consultations médicales, kinésithérapie, esthétique. Emballé sous film individuel qui garantit l'hygiène parfaite.



Caractéristiques du produit

Dimensions :	Laize	70 cm		
	Prédécoupe	38 cm		
	Longueurs	Formats	57 m	150
	Diamètre intérieur mandrin	39 mm		
	Diamètre extérieur	11,2 < x < 11,5 cm		
Matière première :	Qualité ouate	Pure ouate de cellulose		
	Couleur	Blanc		
	Blancheur	Supérieur à 82%		
	Traitement	Oui		
	Aspect	Lisse		
	Nombre de plis	2		
	Grammage par plis	16.5 / 17 gr/m ²		
Matière	W218BPTBL			

Conditionnement :	Unités de vente	Carton		
	Colis de	6 rouleaux		
	Poids net du colis	7 Kg 90		
	Dimensions colis (mm)	Larg. 820 x Prof. 220 x Haut. 3500		
	Volume colis	0.063 m ³		
	Type de palette	80 x 120 cm Europe		
	Nombre de colis / palette	20 cartons		
	Plan de palettisation	4 rangs de 5 colis		
	Dimensions palette hors tout	long. 120 cm x larg. 82 cm x haut. 155 cm		
	Origine	France		

EAN	3700178241454
Code douanier	48189090

Version 20201013 : Les présentes caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis de notre part. Contrôle de fabrication réalisé sur le poids du produit fini, soumise à une tolérance de 5%.