


LOT N° :
Dernière modification le 12/01/2015

Créé en juillet 2003
Indice 10

BLOUSE DE SOINS OPAQUE M020-40BE (ex BP28BF)

ILLUSTRATION	
APPLICATIONS	Utilisé par le personnel soignant hospitalier et le patient en service de radiologie.
AVANTAGES	Modèle souple et léger Matériau opaque
PRÉSENTATION DU MODÈLE	Manches longues Liens de serrage à l'encolure et à la taille Poignets élastiques
TAILLE	Unique
DIMENSIONS	Longueur : 110 cm Tour de taille : 137 cm
COLORIS	Bleu foncé
CARACTÉRISTIQUES DE LA MATIÈRE* <ul style="list-style-type: none">NatureGrammage	Nontissé polypropylène spunbonded 40 g/m ²
MODE DE FABRICATION	Confection cousue
CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES* <ul style="list-style-type: none">Résistance à la traction Sens machine Sens traversAllongement à la rupture Sens machine Sens travers	> 70 N/5 cm > 60 N/5 cm > 55 % > 62 %
TEMPÉRATURE DE FUSION*	165°C
MARQUAGE CE	<input checked="" type="checkbox"/> oui <input type="checkbox"/> non
CERTIFICATION	Dispositif Médical (DM) de classe 1

CONDITIONNEMENT	DIMENSIONS	POIDS
Carton de 100 (10 sachets de 10)	54 x 29 x 31 cm	8,4 kg
Palette de 20 cartons		