

## FICHE PRODUIT

### *SACS d' ECHANTILLONNAGE ATL<sup>®</sup>, STERILES par IONISATION, 18 x 25 cm, FERMETURE ZIP*

#### Caractéristiques techniques

- Matière PEBD.
- Epaisseur 60 µm.
- Surface d'inscription de 17 x 24 cm.
- Fermeture de type « Zip Lock ».
- Trou de Ø 6 mm. au dessus du Zip.
- Dimensions : 18 x 25 cm.

#### Stérilisation par Ionisation

- Ionisation de 10 à 45 k Gray.

#### Conservation

- A température ambiante jusqu'à la date de péremption signalée sur l'emballage.

#### Référence

053.100105.02 Sacs d'Echantillonnage ATL<sup>®</sup> STERILES  
par Ionisation, 18 x 25 cm.  
Fermeture Zip  
Carton de 1000 sous sachet de 100.