

ARMOIRE MURALE EXTÉRIEURE EN POLYCARBONATE (ALARME/CHAUFFAGE) AIVIA - 200A/C

Réf. SSACCE014

AiVIA



ARMOIRE MURALE EXTÉRIEURE EN POLYCARBONATE (ALARME/CHAUFFAGE) AIVIA - 200A/C



Réf. SSACCE014

Conçu pour un positionnement du DAE à l'extérieur ou voie publique. Alarme et Chauffage avec l'alimentation sur secteur

L'alimentation sur secteur permet la mise en place de l'option chauffage et de ce fait permet le positionnement de cette armoire à l'extérieur, sur la voie publique

- Robuste et légère, cette armoire est composée d'un capot en polycarbonate, et d'un support ABS, sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation.

- Signalétique DAE sur les côtés

- Eclairage jour/nuit du compartiment DAE par lampe LED sur détection automatique de luminosité

- L'accès au DAE est protégé par des scellés plastifiés

- L'ouverture du capot déclenche automatiquement une alarme visuelle (lampe led rouge clignotant) et sonore 80 dB

- Le chauffage est couplé à un capteur de température permettant l'activation dès que le seuil minimum est atteint

- Ventilée, l'armoire expulse aussi la chaleur.

- Condition maximale d'utilisation : -20°C à +60°C

- Une alarme visuelle par l'intermédiaire des lampes LED rouges signale les anomalies

- Dimensions extérieures : 423 x 388 x 201 mm

- Dimensions intérieures : L 30 x P 18 x H 38 cm

- Poids 3.5 kg

- Conseil : Installer l'armoire à l'ombre.

Transformateur 24V DC-75W AIVIA (réf. SSACCE013) en option.

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres :

3661040218335

Garantie (mois) : 24

Code douanier :

94031091

Stérile :

Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 25,0

Largeur conditionnement (cm) : 35,0

Longueur unitaire (cm) : 39,0

Longueur conditionnement (cm) : 42,0

Hauteur unitaire (cm) : 44,5

Hauteur conditionnement (cm) : 21,0

Poids unitaire (kg) : 3,800

Poids conditionnement (kg) : 4,500

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



19/08/2021 13:17

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.