

ARMOIRE MURALE INTÉRIEURE AIVIA S (SANS ALARME)

Réf. SSACCE016

AIVIA

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE



ARMOIRE MURALE INTÉRIEURE AIVIA S (SANS ALARME)



Réf. SSACCE016

Conçu pour un positionnement du DAE à l'intérieur des bâtiments

- Robuste et légère, cette armoire est composée d'un capot en polycarbonate, et d'un support ABS, sur lequel figure la chaîne de survie ainsi que 3 pictogrammes explicites sur la conduite à tenir en cas d'utilisation
- L'accès au DAE est protégé par des scellés d'ouverture
- Dimensions : 400 x 341 x 198 mm
- Poids 1.5 kg

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Non

Marquage :

Code barres : 3661040056302

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 94031091

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 34,1

Largeur conditionnement (cm) : 40,0

Longueur unitaire (cm) : 10,0

Longueur conditionnement (cm) : 44,0

Hauteur unitaire (cm) : 19,8

Hauteur conditionnement (cm) : 25,0

Poids unitaire (kg) : 1,500

Poids conditionnement (kg) : 2,000

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



10/09/2021 13:28