

DÉFIBRILATEUR SEMI-AUTOMATIQUE FRED PA-1 SCHILLER

Réf. SSDEFI02

SCHILLER


The Art of Diagnostics




GARANTIE
10
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0459

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE
MEDICAL DEVICE IIb



DÉFIBRILATEUR SEMI-AUTOMATIQUE FRED PA-1 SCHILLER



Réf. SSDEFI02

Défibrillateur Automatisé Externe (DAE) semi-automatique simple, à la portée de tous

Le FRED® PA-1 est parfaitement adapté pour un usage sur patient adulte comme sur patient enfant grâce à ses électrodes dédiées.

Adapté à un usage dans les établissements de santé, les ERP : il est par conception un appareil destiné au plus large public.

- Bouton orange pour délivrer le choc électrique (pour version semi-automatique)
- Interface utilisateur simple et épurée, synthèse vocale en Français
- Possède différentes fonctions d'aide au massage cardiaque afin de guider l'utilisateur de manière à effectuer une RCP de qualité à la bonne fréquence
- Mis en marche instantanée dès l'ouverture du capot
- Equipé par défaut d'un métronome permettant à l'utilisateur de connaître le rythme adéquat du massage cardiaque
- Effectue des autotests périodiques de manière quotidienne ou hebdomadaire
- Par défaut en français (Option trilingue possible)
- Peut enregistrer jusqu'à 2h de données et 500 événements
- Paire d'électrodes de défibrillation pré-connectée logée dans le capot du DAE avec le kit de premiers secours* (emplacement pour une deuxième paire d'électrodes sous le DAE)
- Voyants lumineux visibles à plus de 15m
- Boîtier ABS V0 (ignifugé) qualité médicale
- Niveau sonore maximal en fonctionnement : 85 db
- Livré en standard avec 1 pile : LiMnO2 15V, 2,8Ah

*Trousse de premiers secours : 1 paire de ciseaux de secours, 1 rasoir jetable, 1 paire de gants vinyles, 1 masque de ventilation, 2 compresses stériles, 1 serviette pour essuyer la victime

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIb

Marquage : CE0459

Code barres : 3661040218328

Garantie (mois) : 120

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 11,0

Largeur conditionnement (cm) : 40,0

Longueur unitaire (cm) : 25,5

Longueur conditionnement (cm) : 40,0

Hauteur unitaire (cm) : 30,0

Hauteur conditionnement (cm) : 15,0

Poids unitaire (kg) : 3,155

Poids conditionnement (kg) :

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : (N/A)

Température maxi : (N/A)

Humidité mini : (N/A)

Humidité maxi : (N/A)



02/06/2021 21:25