

PAIRE D'ÉLECTRODES ENFANT DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1

Réf. SSACCE007

SCHILLER

The Art of Diagnostics




GARANTIE
3
ANS
YEARS
GARANTIE

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE
I



PAIRE D'ÉLECTRODES ENFANT DÉFIBRILLATEUR FRED PA-1



Réf. SSACCE007

Les électrodes du FRED® PA-1 sont compatibles avec tous les modèles récents de DAE ou moniteurs défibrillateurs SCHILLER (FRED easypart, FRED easport plus, DEFIGARD Touch 7, DEFIGARD HD-7), ce qui permet le cas échéant une continuité des soins des urgentistes équipés en conservant les mêmes électrodes.

Le positionnement des électrodes sur le patient est le même pour les adultes et pour les enfants à savoir en position antérolatéral.

- Utilisation : enfants (patients âgés de moins de 8 ans ou d'un poids inférieur à 25 kg)
- Durée de vie : 34 à 36 mois
- Longueur du câble : 1,60 m
- Taille des électrodes : 42cm² de surface active chacune

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe I	
Marquage :	CE	Code barres :	
Garantie (mois) :	36	Code douanier :	90189010
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	13,0
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	17,0
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	4,0
Poids unitaire (kg) :	0,095	Poids conditionnement (kg) :	0,095
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	(N/A)	Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :	(N/A)	Humidité maxi :	(N/A)



27/05/2021 12:50

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.