

FICHE TECHNIQUE

GAZE NON IMPRÉGNÉE BLANCHE 60 x 30 cm 18g/m²

Réf. **HI121** – Paquet de 50 unités



USAGES ET PROPRIÉTÉS :

Ces gazes son non imprégnées.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

Composition : Polypropylène

Grammage : 18 g/m²

Couleur : Blanche

Dimensions : 60 x 30 cm

CONDITIONNEMENT:

Sachet de 50 unités

Dimensions sachet : 61 x 30 x 2 cm

Carton de 20 sachets de 50 unités

Dimensions carton : 39 x 37 x 41 cm

Poids carton : 7 kg

Palette de 100 cartons

Dimensions palette : 120 x 100 x 200 cm

Poids palette : 262 kg