

MONITEUR DE SIGNES VITAUX SPENGLER 4VS PNI

Réf. 551600



CE
0123



MONITEUR DE SIGNES VITAUX SPENGLER 4VS PNI



Réf. 551600

Pratique pour les centres hospitaliers grâce à son socle il est facile de le déplacer ou même de le positionner près du lit du patient

La station vitale 4VS PNI possède un écran LCD pour une meilleure lecture, des alarmes visuelles et sonores sont également déclenchées lorsque le paramètre a dépassé sa limite.

Il vous offre une fiabilité et une précision remarquables durant près de 10 heures, il est possible de le recharger sur secteur.

- 1 Signes vital : PNI
- 3 Modes de mesures de la pression artérielle, nourrissons, enfant et adulte
- Possibilité de programmer des alarmes physiologiques
- 4 tailles de brassards : néonatal, pédiatrique, adulte, large adulte (livrée avec brassard adulte)
- 3500 groupes de données sauvegardées
- Batterie : 10h
- Dim. : 180 mm .250 mm .180 mm ; Poids : 2.0 kg (avec batterie)
- Socle à roulettes, support mural, imprimante en option

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446032944

Garantie (mois) : 18

Code douanier : 9018199560

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 3,760

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -40

Température maxi : 55

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 95



02/11/2021 22:06