

MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI+SPO2 AVEC SOCLE À ROULETTE

Réf. 551601S



 Spengler

GARANTIE
18
MOIS
MONTHS
GARANTIE

CE
0123

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE

CLASSE
II
a

MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI+SPO2 AVEC SOCLE À ROULETTE



Réf. 551601S

Pratique pour les centres hospitaliers grâce à son socle il est facile de le déplacer ou même de le positionner près du lit du patient

La station vitale 4VS PNI + SPO2 possède un écran LCD pour une meilleure lecture, des alarmes visuelles et sonores sont également déclenchées lorsque le paramètre a dépassé sa limite.

Il vous offre une fiabilité et une précision remarquables durant près de 10 heures, il est possible de le recharger sur secteur.

- 2 Signes vitaux : PNI, SpO2
- 3 Modes de mesures de la pression artérielle, nourissons, enfant et adulte
- Possibilité de programmer des alarmes physiologiques
- Capteurs SPO2 : adulte, pédiatrique, néonatal (livrée avec capteur SpO2 adulte)
- 4 tailles de brassards : néonatal, pédiatrique, adulte, large adulte (livrée avec brassard adulte)
- 3500 groupes de données sauvegardées
- Batterie : 10h
- Dim. : 180 mm .250 mm .180 mm ; Poids : 2.0 kg (avec batterie)
- Socle à roulettes
- Imprimantes en option

Moniteur livré sur socle à roulettes

CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446032975

Garantie (mois) : 18

Code douanier : 9018199560

Stérile : Non

MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 14,900

CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -40

Température maxi : 55

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 95



02/11/2021 22:22

MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI+SPO2 AVEC SOCLE À ROULETTE



Réf. 551601S

COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
551601	Moniteur de signes vitaux 4VS Spengler PNI + SpO2	1
551610	Socle a roulettes pour moniteur 4VS Spengler	1