

# MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI + SPO2 + DERMAL TEMP + ECG

Réf. 551604



# MONITEUR DE SIGNES VITAUX 4VS SPENGLER PNI + SPO2 + DERMAL TEMP + ECG



Réf. 551604

**Pratique pour les centres hospitaliers grâce à son socle il est facile de le déplacer ou même de le positionner près du lit du patient**

La station vitale 4VS PNI + SPO2+Température + ECG possède un écran LCD pour une meilleure lecture, des alarmes visuelles et sonores sont également déclenchées lorsque le paramètre a dépassé sa limite.

Il vous offre une fiabilité et une précision remarquables durant près de 10 heures, il est possible de le recharger sur secteur.

- 4 Signes vitaux : PNI, SpO2, Température dermique, ECG
- 3 Modes de mesures de la pression artérielle, nourissons, enfant et adulte
- Possibilité de programmer des alarmes physiologiques
- Capteurs SPO2 : adulte, pédiatrique, néonatal (livrée avec capteur Spo2 adulte)
- 4 tailles de brassards : néonatal, pédiatrique, adulte, large adulte (livrée avec brassard adulte)
- 3500 groupes de données sauvegardées
- Batterie : 10h
- Dim. : 180 mm .250 mm .180 mm ; Poids : 2.0 kg (avec batterie)
- Socle à roulettes, support mural et imprimante en option

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3700446041922

Garantie (mois) : 18

Code douanier : 9018185500

Stérile : Non

## MESURES

Unité nue

Unité emballée

Largeur unitaire (cm) :

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) :

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) :

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) :

Poids conditionnement (kg) : 4,440

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -40

Température maxi : 55

Humidité mini : 5

Humidité maxi : 95



02/11/2021 22:31