

MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX

Réf. DSU222201

SunTech Medical®

GARANTIE
2
ANS
YEARS
GUARANTEE

CE
0413

DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE
II



MONITEUR SUNTECH CT50 PNI+SPO2 NELLCOR OXYMAX



Réf. DSU222201

La référence mondiale de la mesure des paramètres vitaux. Le CT 50 est un condensé de technologie de pointe

Le moniteur CT 50 de SUNTECH est un condensé de technologie de pointe.
La référence mondiale de la mesure des signes vitaux.
Technologie SpO2 Nellcor, connectivité HIS, USPx4, Ethernet LAN et WIFI en option.
3 modes de mesure de la pression artérielle: Automatique, Auscultatoire et mode moyenne.
Ecran couleur tactile de 8 pouces, lecteur de code-barres en option, imprimante en option et socle sur roulette en option

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	Classe de précision de mesure : Classe II
Marquage :	CE0413		Code barres : 3700446025113
Garantie (mois) :	24		Code douanier :
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :			Largeur conditionnement (cm) :
Longueur unitaire (cm) :			Longueur conditionnement (cm) :
Hauteur unitaire (cm) :			Hauteur conditionnement (cm) :
Poids unitaire (kg) :			Poids conditionnement (kg) : 4,900
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini : (N/A)		Température maxi : (N/A)	
Humidité mini : (N/A)		Humidité maxi : (N/A)	



05/08/2021 12:51

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.