



**TABLE BOBATH ÉLECTRIQUE – 1 PLAN – LARGEUR 1000 MM**  
**(RÉFÉRENCE : 1111/BOBA/100)**



**CARACTÉRISTIQUES:**

- Table à élévation électrique de 550 à 950 mm.
- Déplacement vers l'avant de 200 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m<sup>3</sup>.
- Moteur classe II.

**DIMENSIONS:**

- Hors tt: L. 2000 × l. 1000 × H. 550/950 mm.
- Poids du divan: 100 kg.
- Poids supporté: 220 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

**OPTIONS:**

- Roulettes escamotables Ø 80 mm. **(ROUL/ESCA)**
- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 75 mm à frein) **(H. max/mini modifiées). (2180/R)**
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 100 mm à frein) **(H. max/mini modifiées). (2190/R)**
- Commande périphérique réglage en hauteur. **(PERIPH)**
- Batterie autonome. **(Durée Max 24H après chargement / 50 cycles). (3515/0)**
- Dossier réglable par vérin à gaz. **(TETELEC)**
- Commande manuelle 2 touches (à la place de la commande au pied). **(CDEMANKINE)**