



TABLE BOBATH FIXE – 1 PLAN – LARGEUR 2000 MM
(RÉFÉRENCE : 2012/BOBA/200)



CARACTÉRISTIQUES:

- Table à hauteur fixe de 500 mm.
- Bâti en tube rectangulaire époxy blanc.
- Equipé de 4 patins noirs réglables, en polyamide.
- 2 plateaux de 1000 sur 2000 mm.
- Sellerie cousue, épaisseur 40 mm.
- Mousse assise densité 28 kg/m³.

DIMENSIONS:

- Hors tt: L. 2000 × l. 2000 × H. 500 mm.
- Poids du divan: 80 kg.
- Poids supporté: 200 kg.
- Garantie: 3 ans hors sellerie.

OPTIONS:

- Jeu 4 roulettes (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées, + 8 cm). (2160/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 75 mm à frein) (H. max/mini modifiées). (2180/R)
- Jeu 4 roulettes double galet (Ø 100 mm à frein) (H. max/mini modifiées). (2190/R)
- Dossier réglable par vérin à gaz. (TETELEC)



PLATEAUX LIVRÉS DÉMONTÉS