

Fiche Technique

Appareil de pressothérapie BTL-6000 Easy Lymphastim à 6 canaux



Description du produit

Tous les applicateurs Lymphastim disposent d'un chevauchement de cellules pour un traitement plus précis et plus efficace. Ce dispositif à plusieurs chambres permet d'améliorer la circulation et apporte des effets qui peuvent se comparer à un résultat obtenu manuellement. La pressothérapie a de nombreuses applications, qu'elles soient médicales ou esthétiques. Effets visibles de la pressothérapie : Augmentation du flux veineux et du flux lymphatique Accélération de la résorption des liquides. Diminution de la sensation de jambes lourdes. Elimination des déchets et des toxines. Diminution des œdèmes et de la fatigue des jambes Des effets esthétiques : Affinement de la silhouette. Atténuation de l'aspect « marbré ». Raffermissement des tissus endommagés. Le Lymphastim 6000 apporte un rapport qualité/prix supérieur et vous permettra de réaliser tous vos traitements de pressothérapie. 8 programmes préétablis pouvant être modifiés par l'utilisateur. Gradient de pression de base et de réglage de la vitesse du programme . Pression pouvant modifier au cours de la thérapie. Activité de la chambre de travail visible sur le diagramme à barres. Conçu pour être 100% ergonomique, le Lymphastim apporte un confort maximum. Dispose de connecteurs spéciaux, conçus pour faciliter le changement des applicateurs en un clic. Muni d'une fonction de vidange automatique que vous pourrez utiliser après le traitement pour une manipulation confortable. L'unité identifie automatiquement l'applicateur connecté et sélectionne le flux de compression en conséquence.

Caractéristiques

Marque	BTL
Poids	7,6 kg
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Pays de fabrication	BE
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON
Éligible livraison cadencée	NON