

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 2000 ML, 16L/MN

Réf. BCPOLY19

CA-MI

GARANTIE  
2  
ANS  
CLASS  
QUALITE

CE  
0123

DISPOSITIF MEDICAL CLASSE II  
MEDICAL DEVICE II



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 2000 ML, 16L/MN



Réf. BCPOLY19

Trois options différentes de fonctionnement : doté d'un adaptateur AC/DC, d'une batterie rechargeable ou d'une tension de 12V, cet aspirateur chirurgical est une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.

Principales applications: Urgences, Soins domiciles, Transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. Vétérinaire

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- Pied à roulettes en option

- Accessoires fournis : Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux avec différentes options / 6 x 10 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 8-9-10 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Canule CH20 / Cordon d'alimentation avec prise Schuko / Cable allume-cigare 12V

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- 3 types d'alimentation : 14V 4A avec Adaptateur Universel mod. UE60-140429SPA3 (100-240V~ - 50/60Hz – 100VA) / Batterie interne rechargeable Pb (12V 4A) - Autonomie 80min – Temps de charge 240min / Adaptateur automobile (12V 1,9A )

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,75 Bar -75 kPa -563 mmHg

- Débit libre d'air max : 16 l/min

- Niveau Sonore : 63 dBA

- Cycle de fonctionnement : Ininterrompu

- Poids : 4,9 kg / Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040196671

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 35,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 18,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 21,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 4,900

Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 0

Humidité maxi : 85



07/05/2021 19:09

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI NEW ASKIR 230/12V BR, BOCAL POLYCARBONATE AUTOCLAVABLE 2000 ML, 16L/MN



Réf. BCPOLY19

## COMPOSITION

Code	Libellé	Quantité
BCASPI18	Aspirateur à Mucosité CA-MI New Askir 230/12V BR bocal polycarb 1L	1
BCASPI81	Bocal Poli 2L pour New Aspiret, Askir 20, 30, C30BR, 36BR, Hospivac	1