

**ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR
C30, BOCAUX POLYCARBONATE
AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML - COMMANDE**

Réf. BCASPI34



CA-MI

GARANTIE
2
ANS
SANS
QUANTIFIÉ

CE
0123

DISPOSITIF MÉDICAL
MEDICAL DEVICE
CLASSE IIa

ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR C30, BOCAUX POLYCARBONATE AUTOCLAVABLES, 2 X 2000 ML - COMMANDE



Réf. BCASPI34

Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 40 l/min max, Askir C30 est muni de deux bocal de recueil et d'un système sur cinq roulettes le rendant facile à transporter.

- Système principal équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide
- Version FS, comprenant: Bocal de recueil des fluides muni d'une valve anti-reflux / 8 x 14 Tuyaux Silicone (autoclavables) et connecteurs coniques ø 10-11-12 mm / Filtre antibactérien & hydrophobe (patient unique) / Cordon d'alimentation avec prise Schuko / une pédale.
- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien
- Alimentation : 230V-50Hz
- Vide Maximum (Ajustable) : -0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg
- Débit libre d'air max : 40 l/min
- Niveau Sonore : 61 dBA
- Poids : 6,2 kg / Dimensions : 32 x 99 x 30 cm

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0123	Code barres :	3661040139203
Garantie (mois) :	24	Code douanier :	90189084
Stérile :	Non		
MESURES	Unité nue	Unité emballée	
Largeur unitaire (cm) :	32,0	Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :	99,0	Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :	10,0	Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :	6,200	Poids conditionnement (kg) :	9,800
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :	-20	Température maxi :	45
Humidité mini :	0	Humidité maxi :	85



07/05/2021 16:29 -

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.