

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML

Réf. BCFLOV28



# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML



Réf. BCFLOV28

**Destiné à une utilisation professionnelle et muni d'un puissant système d'aspiration pouvant drainer jusqu'à 36 l/min max, Askir 36BR est léger et facile à transporter.**

Aspirateur chirurgical mobile destiné à drainer les liquides organiques et permettant de pratiquer des aspirations orales, nasales et trachéales chez les adultes et les enfants.

Trois options différentes de fonctionnement: L'adaptateur AC/DC, la batterie rechargeable et l'unité 12V font de cet aspirateur chirurgical une unité polyvalente garantissant des interventions CONTINUES sans risque de surchauffe.

Principales applications: Voiture-ambulance, Département Urgences, Soins domicile, transfert du patient, Chambre, Trachéotomie, Med. vétérinaire.

- Composé de : Aspirateur Askir 36BR + Kit Flovac® 1L (1x Bocal Flovac 1L réutilisable / 1x Poche UU stérile 1L Flovac/ 1x Set tubes Ø8X14mm+connecteur conique ø 8-9-10 mm / 1x Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC/ 1x Notice de montage)

- Doté d'un système d'alarme visuelle et sonore indiquant si le niveau de batterie est faible, le système principal est également équipé d'un manomètre (bar & kPa) et d'un régulateur de vide.

- 3 types d'alimentation : Adaptateur secteur universel AC/DC (100-230V -14V 4A) / Batterie interne rechargeable (12V 4A) - Autonomie 80min – Temps de charge 240min / Adaptateur automobile (12V 1,9A)

- Moteur : Pompe à piston sans huile ne nécessitant aucun entretien

- Vide Maximum (Ajustable) : 0,80 Bar -80 kPa -600 mmHg

- Débit libre d'air max : 36 l/min (sans bocal)

- Niveau Sonore : 63 dBA

- IP21

- Poids : 4,39 kg

- Dimensions : 35 x 21 x 18 cm

- Livré avec : Canule CH20 / Adaptateur et cordon secteur/ Adaptateur 12V

- Pied à roulettes et housse de transport en option

## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui Classe IIa

Marquage : CE0123

Code barres : 3661040197500

Garantie (mois) : 24

Code douanier : 90189084

Stérile : Non

## MESURES

### Unité nue

### Unité emballée

Largeur unitaire (cm) : 21,0

Largeur conditionnement (cm) :

Longueur unitaire (cm) : 35,0

Longueur conditionnement (cm) :

Hauteur unitaire (cm) : 18,0

Hauteur conditionnement (cm) :

Poids unitaire (kg) : 4,390

Poids conditionnement (kg) :

## CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :

Température mini : -20

Température maxi : 45

Humidité mini : 1

Humidité maxi : 85



22/09/2021 21:52

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

# ASPIRATEUR À MUCOSITÉS CA-MI ASKIR 36 BR, FLACON/SACHET À USAGE UNIQUE FLOVAC®, 1000 ML



Réf. **BCFLOV28**

## COMPOSITION

| Code      | Libellé  | Quantité |
|-----------|--|----------|
| BCASPI24  | Aspirateur à Mucosité CA-MI Askir 36 BR bocal polycarbonate 1L       | 1        |
| BCASPI102 | Bocal Flovac 1L réutilisable pour Aspiret, Askir 20 et 30 - 31843    | 1        |
| BCASPI99  | Poche FLOVAC UU 1L Aspiret, Askir 20 30 230 12V, 36BR 31848          | 1        |
| BCASPI135 | Set tubes Ø8x14mm+connecteurs Flovac ASKIR 36BR/C30/118/NEW HOSPIVAC | 1        |
| BCASPI105 | Ecarteur Rond pour Système Flovac New Askir 20,30,230/12VBR          | 1        |
| BCASPI164 | Connecteur Mâle Jaune Système FLOVAC (5 pcs) sf Askir12V/Emivac      | 1        |
| BCASPI504 | Notice Configuration Aspirateurs à Mucosités                         | 1        |