

# Fiche Technique

## Cage de pouliothérapie 4 panneaux - Ref: 16211



### Description du produit

• 4 panneaux grillagés de 100 x 200 cm assemblables. • Tubes acier carré 30x30 mm. • Grillage tressé (maille 40mm) en acier galvanisé solidaire des tubes par points de soudure. • Peinture laquée époxy blanc haute résistance cuite au four • Dimensions monté : L 200 x l 100 x h 200 cm • Poids : 90 kg • Livrée démonté avec notice d'assemblage et visserie.

### Caractéristiques

Marque	FERROX
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON