

Fiche Technique

Chaise de massage T2701 Noir - Ref: 41904



Description du produit

Caractéristiques : Epaisseur de la mousse : 3 cm – densité 30 kg/m3. Revêtement simili-cuir M2 conforme aux normes CE. Hauteur réglable par système «béquille» de 90 à 110 cm. Dimensions chaise pliée : h 140 x l 55 x e 30 cm. Structure aluminium et patins antidérapants. Câble de sécurité en acier. Livrée avec bandoulière. Poids 9.5kg. Poids maximal : 135 kg Garantie : 3 ans. Couleur : Noir

Caractéristiques

| | |
|--|--|
| Marque | ECOPOSTURAL |
| Couleur | Noir |
| Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui) | Dispositif médical destiné à usage médical |