


# Fiche Technique

## Coussin de massage cale haut 9 cm - Réf : 15108DM



### Description du produit

Tous nos coussins sont garnis de mousse Bultex® (sauf les coussins cale garnis de mousse agglomérée extra dure) et revêtus de toile vinyle anti-feu (classe M1) avec traitement anti-microbien Sanitized®. Les coussins de coloris noir sont systématiquement tenus en stock et livrables en 48/72 heures. matériel kine : coussin de kniesithérapie : coussin de massageDimensions des coussins 5cm : 20x20Dimensions des coussins 9 cm : 25x25

### Caractéristiques

Marque	PROCOMEDIC
Couleur	vert foncé, bleu, bleu marine, béton, noir, rouge, jaune, vert, prune, framboise, chocolat, cendre, turquoise, orange,violet, vanille
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON