

Fiche Technique

Coussin rectangulaire - Hauteur 7 cm Noir - Ref: 4308



Description du produit

Longueur : 45 cm. Largeur : 20 cm. Mousse bultex 36 kg/m². Tous nos coussins sont garnis de mousse Bultex® (sauf les coussins cale garnis de mousse agglomérée extra dure) et revêtus de toile vinyle anti-feu (classe M1) avec traitement anti-microbien Sanitized®. Nombreux coloris et nombreuses dimensions disponibles ! Les coussins noirs sont systématiquement tenus en stock et livrables en 48/72 heures.

Caractéristiques

Marque	PROCOMEDIC
Couleur	noir
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON