

# Fiche Technique

**Coussin - visage Réf : 29710DM**



---

## Description du produit

Caractéristiques : Longueur 31 cm. Hauteur au choix : 7.5cm / 10 cm Mousse bultex 36 kg/m3 Nombreux coloris disponibles.

## Caractéristiques

<b>Marque</b>	PROCOMEDIC
<b>Hauteur :</b>	7.5 cm
<b>Couleur</b>	Autre coloris
<b>Prise de la mesure</b>	.
<b>Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)</b>	Dispositif médical destiné à usage médical