

# Fiche Technique

## Divan électrique Valence - Gris - Ref: 42952



### Description du produit

- Hauteur réglable par vérin électrique de 53 à 88 cm- Commande au pied- Dossier réglable de 0 à +70°- Dimensions : L 190 x l 70 X H 53/88 cm- Charge maximale supportée : 180 Kg- Equipé d'un porte rouleau- Poids du divan : 71 Kg

### Caractéristiques

Marque	WEEKKO
Couleur	gris
Garantie	1 an
Charge maximale	180 Kg
Sellerie	Standard
Poids	71 kg
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON

# Fiche Technique

Éligible livraison cadencée

NON