

MASQUE VINYLE UU ADULTE JAUNE T3

Réf. 860132



 Spengler

 GARANTIE
5
ANS
YEARS
GARANTIE

 CE
0120

 DISPOSITIF MEDICAL
MEDICAL DEVICE CLASSE II

MASQUE VINYLE UU ADULTE JAUNE T3



Réf. 860132

Urgences - réanimation - premiers secours.

S'adaptent aux insufflateurs manuels.

Ces masques faciaux de réanimation permettent l'administration d'oxygène et de gaz anesthésiants délivrés par des appareils d'anesthésie.

Ils peuvent être utilisés chez des patients respirant spontanément ou pour assurer une ventilation contrôlée.

Leur forme particulièrement étudiée leur permet de s'adapter à toutes les morphologies.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0120	Code barres :	5030267079698
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90192000
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,030
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



02/11/2021 22:25

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.