

# MASQUE VINYLE UU MOYEN ADULTE VERT T4

Réf. 860134



# MASQUE VINYLE UU MOYEN ADULTE VERT T4



Réf. 860134

Urgences - réanimation - premiers secours.

S'adaptent aux insufflateurs manuels.

Ces masques faciaux de réanimation permettent l'administration d'oxygène et de gaz anesthésiants délivrés par des appareils d'anesthésie.

Ils peuvent être utilisés chez des patients respirant spontanément ou pour assurer une ventilation contrôlée.

Leur forme particulièrement étudiée leur permet de s'adapter à toutes les morphologies.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0120	Code barres :	5030267152278
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90192000
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,030
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



02/11/2021 22:31