

# MASQUE VINYLE UU NOURRISSON GRIS T1

Réf. 860130



CE  
0120



# MASQUE VINYLE UU NOURRISSON GRIS T1



Réf. 860130

Urgences - réanimation - premiers secours.

S'adaptent aux insufflateurs manuels.

Ces masques faciaux de réanimation permettent l'administration d'oxygène et de gaz anesthésiants délivrés par des appareils d'anesthésie.

Ils peuvent être utilisés chez des patients respirant spontanément ou pour assurer une ventilation contrôlée.

Leur forme particulièrement étudiée leur permet de s'adapter à toutes les morphologies.

CARACTERISTIQUES			
Dispositif médical :	Oui	Classe IIa	
Marquage :	CE0120	Code barres :	5030267079032
Garantie (mois) :	60	Code douanier :	90192000
Stérile :	Non		
MESURES		Unité nue	Unité emballée
Largeur unitaire (cm) :		Largeur conditionnement (cm) :	
Longueur unitaire (cm) :		Longueur conditionnement (cm) :	
Hauteur unitaire (cm) :		Hauteur conditionnement (cm) :	
Poids unitaire (kg) :		Poids conditionnement (kg) :	0,020
CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES :			
Température mini :		Température maxi :	(N/A)
Humidité mini :		Humidité maxi :	(N/A)



02/11/2021 22:24