

PLAN DUR, ORANGE

Réf. SBRAN11_O



PLAN DUR, ORANGE




Réf. **SBRAN11_O**

Plan dur avec ceinture de sécurité réalisé en matériau Polyéthylène :

- Peut être également utilisé comme un dispositif flottable
- Pas d'interférence avec les systèmes de radiographie
- Compatible avec la plupart des dispositifs d'immobilisation de tête et sangles
- Dimensions (L x W x H) : 184 x 45 x 6 cm
- Poids : 7 kg
- Charge maximum transportée : 159 kg
- Coloris unique : orange

| CARACTERISTIQUES | | | |
|--------------------------------------|-------|---------------------------------|----------------|
| Dispositif médical : | Oui | Classe I | |
| Marquage : | CE | Code barres : | 3661040094663 |
| Garantie (mois) : | 12 | Code douanier : | 94029000 |
| Stérile : | Non | | |
| MESURES | | Unité nue | Unité emballée |
| Largeur unitaire (cm) : | 45,0 | Largeur conditionnement (cm) : | 46,0 |
| Longueur unitaire (cm) : | 184,0 | Longueur conditionnement (cm) : | 188,0 |
| Hauteur unitaire (cm) : | 6,0 | Hauteur conditionnement (cm) : | 7,0 |
| Poids unitaire (kg) : | 7,000 | Poids conditionnement (kg) : | 9,000 |
| CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES : | | | |
| Température mini : | (N/A) | Température maxi : | (N/A) |
| Humidité mini : | (N/A) | Humidité maxi : | (N/A) |

 07/05/2021 16:47

Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.