

# Fiche Technique

## Poulie double réglable - Ref: 43637



---

### Description du produit

POULIE DOUBLE REGLABLE GENIN Cette poulie réglable en hauteur est idéale pour tous les exercices de tirage pour les membres supérieurs et inférieurs avec indépendance des deux axes de tirage ! Le piètement dégagé facilite le positionnement de fauteuil roulant. Caractéristiques : Piètement dégagé facilitant le positionnement de tauteuil roulant. Structure blanche Double bras indépendants Charge à partir de 1,250kg Charge totale de 50kg Dimensions: Hauteur: 2m15 Largeur: 0.91 m Profondeur: 1.38 m Garantie 3 ans sur structure

### Caractéristiques

Marque GENIN MEDICAL

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)  NON