

Fiche Technique

Table de massage électrique 2 plans C3500 - Blanc - Ref: 47600



Description du produit

Dimensions standard de la sellerie : 62 x 188 cm. Charge maximale recommandée : 135 Kg. Variation de la hauteur: 48-91 cm. Système de réglage de hauteur par pédale avec moteur. Tête/dossier réglable manuellement, avec crémaillère. Poids approximatif : 59 Kg. Caractéristiques techniques : Course du vérin: 150 mm Moteur 24 VDC motor à aimants permanents Puissance: 6000N Voltage: 24 V - Consommation électrique: 4,3A (moyenne) Norme de sécurité:

II

Caractéristiques

Marque

ECOPOSTURAL