

Fiche Technique

Table de Massage 2 Plans C3723 -

Ref: A40667



Description du produit

Résiste jusqu'à 150 kg ! Table avec système d'élévation hydraulique. Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture époxy. Sellerie simili-cuir, ignifuge M2. Avec ouverture faciale (bouchon visage) de série. Epaisseur de mousse : 5 cm Densité mousse : 25kg/m³ Porte rouleau inclus. Roulettes escamotables. Dossier : proclive 85°. Dim de la table : l 62 x L 188 cm. Hauteur variable de 47 à 85 cm. Poids max supporté : 150 kg. Poids : 67 kg

Caractéristiques

Marque	ECOPOSTURAL
Couleur	Bleuet
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical