

Fiche Technique

Table de massage Ferrox 2 plans Degas Pro - Perle - Ref: 43084



Description du produit

Cadre de commande périphérique et roulettes de série Table à hauteur variable assistée par vérin électrique: pour thérapie, massages et soins médicaux. • Table à deux plans avec tête assistée par vérin a gaz (51 cm) • Verin electrique avec force de poussée de 8000N • Revêtement et expansé non feu classe IM1 • Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm • Charge de travail en sécurité: 160 kg • Dimensions: 194 x 64 x 48 90 cm• Clé de commande sécurisée Châssis court, blanc de série, noir sur demande.

Caractéristiques

Marque	FERROX
Couleur	Perle
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical