

TABLE A HAUTEUR VARIABLE PICASSO TREND XLL



Description du produit

Caractéristiques techniques • Table à deux plans avec dossier assisté par vérin à gaz

• Vérin électrique avec force de poussée de 8000N • Cadre de commande + roulettes • Clé de commande sécurisée • Revêtement et expansé non feu classe IM1 • Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cm • Charge de travail en sécurité: 160 kg • Dimensions: 198 x 80 x 48 90 cm

Caractéristiques

Marque FERROX

Couleur

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui) Dispositif médical destiné à usage médical