

# Fiche Technique

## Chagall Neo 3P Cadre + Roulettes Abricot - Ref: 49093



---

### Description du produit

Table à deux articulations et trois plans Deux vérins électriques avec force de poussée de 8000N et 6000N (dossier) Plan jambier assisté par deux vérins à gaz Commande par poignée Revêtement et expansé non feu classe IM1, lavable Hauteur réglable de 49 à 94cm Positions Trendelenburg et cyphose Charge de travail en sécurité : 250kgs Dimensions : 196 x 65 x 49 cm Modèle disponible avec option cadre de commande et roulettes.

### Caractéristiques

Marque

FERROX