

# Fiche Technique

## TABLE MASSAGE 3 PLANS C5757 - Blanc - Ref: 43056



### Description du produit

Table de massage avec tête et jambes ajustables par pédale hydraulique Cette nouvelle série de table Ecopostural dispose d'un châssis parallèle blanc avec piétement en acier et des bielles robustes pour un poids patient maximal de 175 kg. Dossier proclive (70°) et décline (10°) avec manette hydraulique Plan jambier proclive (70°) et décline (20°) avec pédale hydraulique Épaisseur de mousse : 5 cm Densité mousse : équilibrée Dimensions 197 x 62 cm Hauteur variable 47 à 87 cm avec pédale hydraulique Porte rouleau inclus au niveau de la tête

### Caractéristiques

Marque	ECOPOSTURAL
Couleur	Blanc
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical