

Fiche Technique

Table Multifonction Ferrox 3 plans avec accoudoirs - Ref: 32131



Description du produit

Chassis compact et dossier électrique de série ! • Hauteur variable de 49 à 94 cm. • Commande manuelle électrique basse tension. • Plateau jambier assisté par vérin à gaz : proclive 65° + déclive 25°. • Dossier assistée par vérin électrique : proclive 80° + déclive 30°. • Appuie-bras réglables (- 17 cm) avec rotation possible à 100°. • Sellerie finition tendue sans coutures, (mousse moyenne densité 40 kg/m3, épaisseur 4,5 cm). • Châssis acier renforcé époxy blanc. Longueur de châssis de 130 cm autorisant une meilleure mobilité autour de la table • Positions Trendelenburg et cyphose • Ouverture faciale avec bouchon

Caractéristiques techniques : Tête et appuis-bras: L. 78 x l. 64 cm. Plateau central : L. 33 x l. 64 cm Plateau jambier : L. 85 x l. 64 cm Totale : L. 196 x l. 64 cm Poids : 104 kg. Puissance du vérin : 8000 N pour la hauteur variable. 6000 N pour le dossier. Charge maximale en sécurité : 250 kg

Caractéristiques

Marque

FERROX

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)

Dispositif médical destiné à usage médical

Fiche Technique

Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)

NON