

Fiche Technique

Table de massage Picasso Quattro 4 plans Baltique - Ref: 41573



Description du produit

Hauteur réglable électriquement de 48 à 90 cmSellerie standard • Commande manuelle basse fréquence. • Dossier assisté par vérin à gaz : Proclive 75° et déclive 20°. • Plateau centrale fixe. • Plateau jambier assisté par vérin à gaz : Proclive 80° et déclive 15°. • Sellerie expansé non feu classe M1. • Ouverture faciale avec bouchon. • Clé de commande sécurisée Caractéristiques:Dimension : Plateau centrale : L 53 x l 65 Tête : L 65 x l 65. Plateau jambier : L 72 x l 65 Puissance du vérin : 6000 N.Charge maximale en sécurité : 140 kg.

Caractéristiques

Marque	FERROX
Couleur	Baltique
Sellerie	Standard
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON