

Fiche Technique

Table de massage cezanne pro II 5 plans cadre de commande



Description du produit

Avantages : Hauteur variable de 50 à 94 cm. Commande manuelle électrique basse tension. Plateau jambier assisté par vérin à gaz : Proclive 80° Rotation des appui-bras à 100° Tête assistée par vérin à gaz : Proclive 30° + déclive 40°. Accoudoirs variables en hauteur - 17 cm. Sellerie finition tendue sans coutures, (mousse moyenne densité 40 kg/m³, épaisseur 4,5 cm). Ouverture faciale avec bouchon. Clé de commande sécurisée Caractéristiques techniques : Dimensions totales : L. 200 x l. 65 cm. Tête et appui-bras : L. 55 x l. 65 cm. Plateau central : L. 44 x l. 65 cm Plateau jambier : L. 88 x l. 65 cm Poids : 96 kg. Puissance du vérin : hauteur 8000 N et cyphose 4000 N. Charge maximale en sécurité : 150 kg. Châssis blanc de série (gris foncé sur demande lors de votre commande).

Caractéristiques

Marque

FERROX