


# Fiche Technique

## Chagall Neo 6P Cadre + Roulettes Baltique - Ref: 49117



---

### Description du produit

Table à cinq articulations et six plans Deux vérins électriques de 8000 et 6000N (dossier) Revêtement et expansé non fue classe IM1, lavable Hauteur réglable de 49 à 94 cm Positions : Trendelenburg et cyphose  
Plan jambier assisté par quatre vérins à gaz Charge de travail en sécurité : 250 kgs  
Dimensions : 196 x 65 x 49 cm Modèle avec cadre de commande et roulettes disponible.

### Caractéristiques

Marque

FERROX