

Fiche Technique

Table de massage Ferrox 2 plans Matisse pro 2+2 -Ref : A43279DM



Description du produit

Caractéristiques techniques :-poids maximal supporté : 160 kg-Table 2 plans constituée de 6 éléments-Dimensions : 194x64x48 cm-Hauteur réglable de 48 à 90 cm-Tête avec accoudoirs pivotants 180°-Plan central avec accoudoirs rabattables-Revêtement en non feu (classe M1)-Fourni avec roulettes et cadre de commande (selon modèle)

Caractéristiques

Marque	FERROX
Couleur	Perle
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON