

Fiche Technique

TABLE MULTIFONCTION FERROX électrique - Table de massage



Description du produit

Table de massage électrique Ferrox multifonction 6 plans. 6 plans assistés par un vérin électrique et 5 vérins à gaz. Poids charge maximum : 250 kg • Hauteur variable de 49 à 94 cm • Pédale de commande électrique basse tension. • 2 Plateaux jambiers assistés multipositions par vérin à gaz. • Inclinaison plan cuissier : proclive 65° et déclive 25° • Inclinaison plan mollet : proclive 22° et déclive 90° • Têtière assistée par vérin à gaz : Proclive 90° + déclive 30°. • Sellerie finition tendue sans coutures (mousse moyenne densité 40 kg/m3, épaisseur 4,5 cm). • Châssis acier renforcé époxy blanc. • Longueur de châssis de 130 cm autorisant une meilleure mobilité autour de la table. • Positions Trendelenburg et cyphose. • Ouverture faciale avec bouchon. Garantie 5 ans (châssis) et 3 ans (sellerie et télécommande manuelle filaire)

Caractéristiques

Marque	FERROX
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical

Fiche Technique



Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)

NON