

Fiche Technique

Table de massage électrique Ecopostural

Ref: A43590



Description du produit

Une table de massage au design efficace et épuré.

De conception espagnole, cette table de massage vous permettra de réaliser toutes vos séances dans un confort optimal. Sa mousse ferme 5 cm la rend idéale pour la pratique ostéopathe.

Sa tête est ajustable en proclive, et la table peut s'ajuster en hauteur grâce à une commande au pied, placée sur le cadre de la table. Il est possible de l'élever jusqu'à 91 cm de hauteur, avec un déport latéral d'une vingtaine de centimètres seulement. Enfin, elle est facile à déplacer grâce à ses roulettes escamotables et s'intégrera parfaitement à votre espace de travail.

Disponible en 15 coloris

Caractéristiques techniques :

- Table électrique bielle blanche
- Tête type t05 avec cavité rectangulaire et bouchon inclus
- Sellerie : 50 x 188 cm
- Variation de la hauteur : 48-91 cm avec déport latéral < 20 cm Le réglage de la hauteur se fait par commande périphérique
- Structure bâtie en acier traité époxy
- Charge maximale : 175 Kg
- Roulettes escamotables
- Poids 80 Kg
- Sellerie en simili cuir Ignifuge catégorie M2 conforme CE
- Epaisseur 5 cm mousse de soutien ferme
- Puissance max du moteur 6000N Voltage 230 V 50-60 Hz
- Norme de sécurité : II Protection standard : IP44 Conforme à la directive européenne en matière de perturbations électromagnétiques

Caractéristiques

Fiche Technique



Marque	ECOPOSTURAL
Couleur	
Nombre de plans	2 plans
Charge maximale	175 kg
Sellerie	Standard
Classe anti-feu	Tissu M2
Poids	80 kg
Matériaux	acier époxy
Mobilité	Sur roulettes
Type de patient	10999
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON