

Fiche Technique

Tabouret LEMI Rond avec Vérin Gaz + Dossier - Ref: 48054



Description du produit

Caractéristiques techniques Hauteur minimale 46 cm Hauteur maximale 57 cm Piètement plastique gris Dossier réglable Poids 8 Kg Accessoires sur demande Piètement aluminium Réf 48074 RÈGLES

DE NETTOYAGE : Eau chaude et savon doux. Sécher avec un chiffon doux. N'utilisez pas de solvants, d'agents de blanchiment, de détergents chimiques, de détachants et de produits huileux. Veuillez noter que les taches de couleur des jeans ou d'autres tissus sont exclues de la garantie du fabricant, tout comme les déchirures, les coupes et le mauvais usage.

Caractéristiques

Marque	LEMI
Prise de la mesure	
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Bio	NON
Éligible livraison cadencée	NON
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON

Fiche Technique

Poudrés	NON
Compatible pédiatrie	NON
Shockproof	NON
Autoclavable	NON