

Fiche Technique

Tour de poulie thérapie avec panneau latéral complémentaire Réf : 41920



Description du produit

Tour de poulie thérapie sans fixation murale ! Structure en acier, finition époxy. Très stable grâce à une conception très équilibrée. Livré de série avec deux barres en acier chromé, très robustes et en position latérale, avec deux bagues de fixation chacune, qu'il est possible de placer sur 20 niveaux grâce un support denté et autorisant ainsi la position de réglage optimale. Disponible en 2 modèle : Sans panneau latéral/Avec panneau latéral

Caractéristiques techniques

Dimensions : Longueur 252 x largeur 120 x hauteur 206 cm

Quatre appuis réglables pour la stabilité au sol optimale

Grillage supérieur dimensions : 200 x 70 cm, Maille de 6 x 6 cm et 8 mm d'épaisseur en acier, blanc, chromé.

Charge de travail en sécurité : 300 kg

Poids 110 kg (122 kg pour le modèle avec panneau latéral (12 kg))

Caractéristiques

Marque	FERROX
Longueur	1,5mm
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON