

# Fiche Technique

## Trampoline B'POD MSD - Ref: 43020



---

### Description du produit

Avec arc de support ajustable Le trampoline BPOD est le seul appareil capable de fournir un environnement sûr et adapté pour les personnes aveugles, âgées ou blessées. Robuste, réglable et confortable, il intègre un arc de support ajustable qui sécurise parfaitement la séance de travail. Diamètre : 96 cm Hauteur du trampoline : 26 cm Diamètre de l'arc : 58 cm Hauteur de l'arc : 50 à 80 cm Poids maximum supporté : 120 kg

### Caractéristiques

Marque

MSD

Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)

Dispositif médical destiné à usage médical