

Fiche Technique

Elliptique ELLIPTER EMS GENERATOR - Ref: 43473



Description du produit

Découvrez notre gamme de cardiotraining professionnelle Destinée aux salles de sports, aux équipements collectifs, ou encore aux particuliers s'entraînant intensivement, elle est idéale pour vos séances de rééducation.

Conçus pour résister à une utilisation de plusieurs heures par jour (plus de 30h par semaine), les équipements de qualité professionnelle répondent à des exigences techniques et ergonomiques. Une fluidité de mouvement minutieusement étudiée, un confort d'exercice poussé au maximum. Le vélo ELLIPTER EMS GENERATOR est l'elliptique très haut de gamme de chez Intensive Line. Prévu pour supporter une utilisation intense, jusqu'à 30 heures par semaine, ELLIPTER EMS GENERATOR est sans conteste le matériel idéal pour une utilisation professionnelle.

Le poids maximal de l'utilisateur est de 160 kg.

Caractéristiques techniques :

- Structure en acier haute résistance recouvert d'une peinture epoxy avec une sous couche anti-rouille avec cadre de commande et verrouillage de sécurité.
- Transmission par courroie Poly V avec système de tension permanent.
- Roulements sur-dimensionnés.
- Système de résistance par générateur à 24 niveaux de difficulté.
- La puissance (watt) est générée en temps réel par l'utilisateur.
- Mouvement très naturel grâce à une position ergonomique.
- Amplitude du mouvement: 51 cm
- Repose- pieds antidérapant.
- Roulettes de déplacement.
- Porte gourde
- Compteur à 5 fenêtres

LED 20 programmes dont 1 manuel, 1 recovery, 3 advance training, 4 HRC, 12 entraînements, 1 Programme utilisateur et 1 Programme watts constants, Temps, distance, vitesse, calories, RPM, Prise des pulsations cardiaques par capteurs tactiles intégrés aux poignées du siège.

Fiche Technique

Compatible : ceinture thoracique
Poids max. de l'utilisateur: 160 kg
Poids de roue 14.50 kg
Masse inertie 17.50 kg
Ratio : 1/9
Dimensions: L 212 x l 62 x H 159 cm
Poids 86 kg

Caractéristiques

Marque	CARE
Poids	140 kg
Dispositif médical destiné à usage médical (copier cette mention si oui)	Dispositif médical destiné à usage médical
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON