

Fiche Technique

Vélo motorisé Med 528 - Ref: 49562



Description du produit

Caractéristiques : Pédales lestées pour éviter les à-coups Système de résistance électromagnétique fluide et silencieux Réglage de la selle vertical, horizontal et angulaire pour adopter la meilleure posture Guidon de triathlon réglable Roulettes de déplacement Dimensions 95 x 55 x 137 cm Fonctionne sur une prise secteur avec transformateur en série Normes CE : EN957

Caractéristiques

Marque	CARE
Garantie	5 ans châssis, 2 ans pièces d'usure
Poids	28 kg
Remboursé par l'assurance Maladie (liste LPPR)	NON