

ÉLECTRODES DURA-STICK® PLUS



	RÉFÉRENCE	FORMAT
	42219	Fil Ø 32 mm - (x 4)
	42197	Fil Ø 50 mm - (x 4)
	42199	Fil 50 x 90 mm - (x 4)
	42198	Fil 50 x 50 mm - (x 4)
	42200	Fil 50 x 100 mm (2 sorties) - (x 2)
	42204	Snap 50 x 50 mm - (x 4)
	42223	Snap 50 x 100 mm 1 Snap - (x 2)
	42203	Snap 50 x 100 mm 2 snaps - (x 2)
	199598V	Carrées double face 50 x 50 mm- sachet de 4 ex

AVANTAGES

Qualité : une longévité estimée à 40 séances et la technologie 1 000 brins favorisant une conductivité optimale du courant.

La référence des électrodes sur le marché.

CARACTÉRISTIQUES

Dessus : film textile non lavable.

Dessous : microtissage de fil métal.

Gel hypoallergénique.

Connexion : électrodes à fil pour toutes les dimensions ou snap Compex® pour certaines références (Technologie Muscle Intelligence™).

INFORMATION

Les électrodes Dura-Stick® Plus sont dotées d'un onglet permettant un positionnement et un décollement facilité.

D'un rapport qualité/prix sans égal, les électrodes Dura-Stick® Plus fil répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).